



Optimam® LP/M



Optimam® MP/M



Optimam® HP/M




Optimam® XP/M

Optimam® *SublimeLine*®

Microthane®

Silikongelgefüllte Mammaimplantate mit Mikropolyurethanschaum-Beschichtung, verlängerter ovaler Basis, anatomischer Projektion, maximaler Formstabilität

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany 

POLYTECH
health & aesthetics 

Optimam® – Microthane®																	
		LP Low Projection			MP Moderate Projection			HP High Projection			XP Extra-High Projection						
Basis (mm)		Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)	Bestellnr.	Projektion (mm)		Vol. (ml)				
A	B		C	D		C	D			C	D						
73	84	30774-060 ^{1*}	25	37	60	30775-075 ^{1*}	30	43	75	30776-095 ^{1*}	36	48	95	30777-110 ^{1*}	42	52	110
78	90	30774-070 ¹	26	38	70	30775-090 ¹	32	45	90	30776-110 ¹	38	50	110	30777-130 ¹	45	55	130
83	96	30774-085 ^{1*}	26	41	85	30775-105 ^{1*}	33	48	105	30776-130 ^{1*}	39	53	130	30777-160 ^{1*}	47	58	160
88	102	30774-100 ¹	27	43	100	30775-125 ¹	34	50	125	30776-155 ¹	41	56	155	30777-185 ¹	49	61	185
93	107	30774-110 ^{1*}	28	45	110	30775-150 ^{1*}	35	52	150	30776-180 ^{1*}	42	58	180	30777-220 ^{1*}	51	64	220
98	113	30774-130 ¹	29	47	130	30775-170 ¹	37	55	170	30776-215 ¹	44	61	215	30777-255 ¹	53	67	255
103	119	30774-150 ^{1*}	30	49	150	30775-200 ^{1*}	38	57	200	30776-250 ^{1*}	46	64	250	30777-290 ^{1*}	55	70	290
108	125	30774-170 ¹	31	51	170	30775-225 ¹	39	60	225	30776-280	47	66	280	30777-335	57	73	335
113	131	30774-195 ^{1*}	31	54	195	30775-260 ^{1*}	40	62	260	30776-320 ^{1*}	49	69	320	30777-385 ^{1*}	59	76	385
118	136	30774-220 ¹	32	56	220	30775-290	42	64	290	30776-365	51	72	365	30777-440	61	79	440
123	142	30774-240 ^{1*}	33	58	240	30775-330 ^{1*}	43	67	330	30776-415 ^{1*}	53	74	415	30777-495 ^{1*}	63	82	495
128	148	30774-275 ¹	34	60	275	30775-370	45	69	370	30776-460 ¹	55	77	460	30777-555	65	85	555
133	154	30774-305 ^{1*}	35	62	305	30775-405 ^{1*}	46	71	405	30776-515 ^{1*}	57	80	515	30777-620 ^{1*}	67	88	620
138	160	30774-335 ¹	36	64	335	30775-455 ¹	47	74	455	30776-570 ¹	59	82	570	30777-695 ¹	69	91	695
143	165	30774-375 ^{1*}	37	66	375	30775-505 ^{1*}	49	76	505	30776-640 ^{1*}	61	85	640	30777-770 ^{1*}	71	94	770
148	171	30774-415 ¹	37	68	415	30775-555 ¹	50	78	555	30776-705 ¹	63	88	705	30777-855 ¹	73	97	855
153	177	30774-450 ^{1*}	38	70	450	30775-610 ^{1*}	51	81	610	30776-775 ^{1*}	64	90	775	30777-940 ^{1*}	75	100	940
158	183	30774-495 ¹	39	72	495	30775-670 ¹	53	83	670	30776-855 ¹	66	93	855	30777-1035 ¹	77	103	1035

Maße approximativ. Die farbig hervorgehobenen und markierten Produkte (1) werden auf Anfrage hergestellt; Anlieferung ≈ 6 Wochen nach Auftrag. Silikon-gel-füllte, glattwandige Sizer (steril, reesterilisierbar) sind für alle mit Sternchen (*) versehenen Produkte verfügbar. Weitere Größen werden gemäß unseren Konditionen für Sonderanfertigungen produziert.

Produktbeschreibung

Die silikon-gel-gefüllten Optimam® *SublimeLine* Implantate mit Microthane® Oberfläche haben eine verlängerte ovale Basis und eine anatomische Projektion mit dem höchsten Punkt in der unteren Hälfte. Für optimale Formstabilität wurde die Befüllung maximiert.

Die Konsistenz der qualitativ hochwertigen Brustimplantate kommt im Tast- und Bewegungsverhalten dem der Mammae sehr nahe. Die *SublimeLine* Implantate sind in vier Projektionen erhältlich: niedrig – Low Projection (LP), moderat – Moderate Projecton (MP) hoch – High Projection (HP) und extra hoch – Extra High Projection (XP).

Das spezielle Kurvenmaß D, das die Distanz zwischen dem höchsten Projektionspunkt und dem kaudalen Implantatrand angibt, stellt einen Bezug her zwischen korrekter Platzierung der Areola und Inframammarfalte.

Materialangaben

Die *SublimeLine* Implantate von POLYTECH Health & Aesthetics sind befüllt mit dem hoch vernetzten und formstabilen EasyFit Gel™, das sich durch seine natürliche Konsistenz auszeichnet. Das Gel kehrt nach Einwirkung einer moderaten mechanischen Belastung immer wieder in die ursprünglich vorgegebene Form zurück („Memory-Effekt“).

Die elastische, chemisch und mechanisch widerstandsfähige Hülle der Implantate besteht aus mehreren Schichten eines Silikonelastomers. Um eine hohe Sicherheit zu bieten, wurde die Hülle der silikon-gel-gefüllten Implantate zusätzlich

mit einer Diffusionsbarriere ausgerüstet. Die Implantathülle ist mit Mikropolyurethanschaum beschichtet, einer Oberfläche, die das Risiko einer Kapselkontraktur verringert. POLYTECHs registrierter Markenname für diese Oberfläche ist Microthane®.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

Indikationen

- Brustrekonstruktion nach Mastektomie oder Ablatio mammae
- Konturaugmentation und -korrektur
- Ausgleich von Asymmetrien, Aplasie oder Hypoplasie
- Kombinierte Brust- und Thoraxdeformitäten
- Ptosis oder Atrophie
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Die Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.



POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytech-health-aesthetics.com